

# SupraSperm® System

**Product No.:**  
1092

**Languages:**

bg	cs	da	de	el
en	es	et	fr	hr
hu	is	it	kk	lt
lv	mk	nl	no	pt
ro	ru	sk	sl	sv
tr	uk			

**Customer Service:**  
E-mail: sales@coopersurgical.com






**ORIGIO a/s**  
Knardrupvej 2, 2760 Måløv, Denmark  
www.fertility.coopersurgical.com  
Tel: +45 46 79 02 00



a CooperSurgical Company

**Ingredientia**  
**1092 SupraSperm® System**  
Albumini humani solutio; Aqua; CaCl<sub>2</sub>; Gentamicinum; Glucosum; HEPES; KCl; KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>; Lactas; MgSO<sub>4</sub>; NaCl; NaHCO<sub>3</sub>; NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>; Phenolsulfonphthaleinum; Pyruvas; Silanii silica colloidalis; SSR.

bg	Символи	Изхвърлете излишните (неизползвани) вещества след затопляне.	Използвайте в рамките на 7 дни след отваряне.	Не използвайте, ако опаковката е повредена.	Съдържа: човешки албуминов разтвор.
cs	Symboly	Po zahřátí zlikvidujte přebytečný (nepoužitý) materiál.	Použijte do 7 dnů po otevření.	Nepoužívejte, je-li obal poškozený	Obsah: Roztok lidského albuminu.
da	Symboler	Kassér (ubrugt) overskudsmedie efter opvarming.	Anvendes inden for 7 dage efter åbning.	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.	Indeholder: Human albuminopløsning.
de	Symbole	Überschüssige (unbenutzte) Medien nach Erwärmung entsorgen.	Nach dem Öffnen innerhalb von 7 Tagen verwenden.	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.	Enthält: Humanalbuminlösung.
el	Σύμβολα	Οι (μη χρησιμοποιηθείσες) ποσότητες θρεπτικού υλικού που περισσεύουν και έχουν θερμανθεί θα πρέπει να απορρίπτονται.	Να χρησιμοποιηθεί εντός 7 ημερών αφού ανοιχθεί.	Να μη χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.	Περιέχει: διάλυμα ανθρώπινης λευκωματίνης ζημιά.
en	Symbols	Discard excess (unused) media following warming.	Use within 7 days of opening.	Do not use if package is damaged.	Contains: Human albumin solution.
es	Simbolos	Una vez calentado, desechar el medio sobrante (sin utilizar).	Utilizar el producto en los siete días siguientes a su apertura.	No utilizar si el envase está dañado.	Contiene: solución de albúmina humana (HAS)
et	Sümbolid	Visata ülejääne (kasutamata) toode pärast soojendamist ära.	Kasutada 7 päeva jooksul pärast avamist.	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud.	Sisaldab inimalbumiini lahust.
fr	Symboles	Éliminer l'excès de milieu (non utilisé) au terme du réchauffement.	Utiliser dans les 7 jours suivant son ouverture.	Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé.	Contient : Solution d'albumine humaine
hr	Simboli	Bacite višak medija (neiskorištenog) koji niste upotrijebili nakon zagrijavanja.	Koristiti u roku od 7 dana od otvaranja.	Ne koristite ako je pakiranje oštećeno.	Sadrži: otopinu ljudskog albumina.
hu	Szimbólumok	Felmelegítés után a fenmaradó (fel nem használt) készítményt öntsse ki.	Felbontás után 7 napon belül használja fel.	Ne használja ha sérült a csomagolás.	Tartalmaz: emberi albumin oldatot.
is	Tákn	Farga skal ætisleysfum (ónotuðu efni) eftir hitun.	Notist innan 7 sólarhringa frá opnun.	Notist ekki ef umbúðir virðast skemmdar.	Inniheldur: albúminlausn úr mönnum (HAS)
it	Simboli	Smaltire i terreni in eccesso (non utilizzati) dopo l'incubazione.	Utilizzare il prodotto entro sette giorni dall'apertura.	Non utilizzare se la confezione è danneggiata.	Contiene: soluzione di albumina umana.
kk	Таңбалар	Жылытқаннан кейін артық (пайдаланылмаған) затты тастау керек.	Ашқаннан кейін 7 күнде пайдалану керек.	Қаптамасы бүлінген болса, пайдалануға болмайды.	Құрамы: адам альбумині ерітіндісі.
lt	Simboliai	Pašildytą perteklinę (nepanaudotą) terpę išmeskite.	Sunaudoti per 7 dienas nuo atidarymo.	Nenaudoti, jei pakuotė pažeista.	Sudėtyje yra žmogaus albumino tirpalo.
lv	Simboli	Pēc sasīšanas šķīduma pārpalikumi (kas netika izlietoti) ir jāizmet.	Izmantot 7 dienu laikā pēc atvēršanas.	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts.	Satur: cilvēka albumīna šķīdumu.
mk	Симболи	По загревањето, вишокот (неупотребен) медиум да се фрли.	Да се употреби во рок од 7 дена по отворањето.	Да не се употребува ако амбалажата е оштетена.	Содржи: раствор од албумин.
nl	Symbolen	Overtollige (ongebruikte) media na verwarming weggoeien.	Gebruik binnen 7 dagen na opening.	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.	Bevat: Humaan albumineoplossing.
no	Symboler	Kasser overflødig (ubrukt) medier etter oppvarming.	Bruk innen 7 dager etter åpning.	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadd.	Inneholder: Humanalbuminløsning
pt	Simbolos	Eliminar o excesso de produto (não utilizado) depois do aquecimento.	Usar dentro de 7 dias após a abertura.	Não utilizar se a embalagem estiver danificada.	Contém: solução de albumina humana.
ro	Simboluri	Eliminați cantitatea de mediu în exces (neutilizată) după încălzire.	A se utiliza în decurs de 7 zile de la deschidere.	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.	Conține: soluție albumină umană.
ru	Символы	После нагревания неиспользованную среду необходимо утилизировать.	Использовать в течение 7 дней после открывания.	Не использовать, если упаковка повреждена.	Содержит: раствор альбумина человеческого.
sk	Symboly	Po zahřátí zlikvidujte prebytočný (nepoužitý) materiál.	Spotřebujte do 7 dní od otevření.	Nepoužívejte, ak je obal poškozený.	Obsahuje: roztok ľudského albumínu.
sl	Simboli	Po segrevanju zavrzite odvečni (neuporabljen) medij.	Uporabite v 7 dneh po odprtju.	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.	Vsebuje: raztopino humanega albumina.
sv	Symboler	Kassera överblivet (oanvänt) medium efter uppvärmning.	Används inom 7 dagar efter öppnandet.	Får ej användas om förpackningen är skadad.	Innehåller: humanalbuminlösning.
tr	Semboller	Artan (kullanılmayan) medyayı ısıtarak bertaraf ediniz.	Açtıktan 7 gün içerisinde kullanın.	Paket hasarlı ise kullanmayın.	Şunu içerir: İnsan albumini çözülümü.
uk	Символи	Після нагрівання надлишок середовища (невикористаний) необхідно видалити.	Використати протягом 7 днів з моменту відкриття.	Не використовуйте, якщо упаковка має пошкодження.	Містить: розчин альбуміну людини.



## bg - български

За изолиране на жизнеспособните сперматозоиди чрез метода на градиента на плътността.

Този продукт е предназначен за лечение чрез ART (технологии за асистирана репродукция) на жени, независимо от това дали причината за безплодието е у мъжа или у жената. Продуктът трябва да се използва само от специалисти, обучени за лечение чрез ART.

**Опаковка**  
1021 SupraSperm® 55%  
1022 SupraSperm® 80%

**Размери на опаковката**  
10922010: 1 x SupraSperm® 55% (10 ml); 1 x SupraSperm® 80% (10 ml)  
10922060: 1 x SupraSperm® 55% (60 ml); 1 x SupraSperm® 80% (60 ml)

**Съдържа**  
Човешки албуминов разтвор (HAS)  
Рекомбинантен човешки инсулин  
Гентамицин сулфат 2-4,5 µg/ml

**Тестове за контрол на качеството**  
Тестван за стерилитет (Ph.Eur., USP)  
Тестван за осмоларитет (Ph.Eur., USP)  
Тестван за pH (Ph.Eur., USP)  
Тестван за ендотоксини ≤ 1,0 EU/ml (Ph.Eur., USP)  
HSA анализ (Ph.Eur., USP)  
Тестван за преживяемостта на спермата  
**Бележка:** Резултатите от всяка партида са посочени в Сертификат за анализ, който можете да намерите на [www.fertility.coopersurgical.com](http://www.fertility.coopersurgical.com).

**Инструкции за съхранение и осигуряване на стабилност**  
Продуктите са асептично обработени и се доставят стерилни.  
Съхранявайте продукта в оригиналния контейнер при 2-8°C, защитен от светлина.  
Не замразявайте.  
Изхвърлете излишните (неизползвани) вещества след затопляне.  
Продуктът трябва да се използва в рамките на 7 дни след отварянето.  
Когато се съхранява според инструкциите на производителя, продуктът е стабилен до изтичане на срока на годност, указан на етикета на флакона.

**Предпазни мерки и предупреждения**  
Не използвайте продукта ако:  
1. Опаковката на продукта изглежда повредена или разпечатана.  
2. Срокът на годност е изтекъл.  
3. Продуктът се обезцвети, помътнее, потъмнее или покаже признаци на микробно заразяване.

**Внимание:** Всички кръвни продукти трябва да се третират като потенциално заразни. Изходните материали, използвани за производството на този продукт, са тествани и е установено, че не реагират на HBsAg и са отрицателни за анти-HIV-1/-2, HIV-1, HBV и HCV. Освен това изходният материал е тестван за парвовирус B19 и е установено, че няма повишение. Нито един от известните методи за тестване не може да предостави гаранции, че продуктите, извлечени от човешка кръв, няма да прехвърлят причинители на инфекции.

**Бележка:** Имайте предвид, че може да се получи утаяване (колоидни агрегати). Препоръчва се приравне на веществото, ако има утаяване.

**Бележка:** Моля, имайте предвид, че този продукт трябва да се проследява. Освен това във Вашата държава може да съществуват национални законови изисквания в тази област.

**Бележка:** Изделията, използвани в комбинация с това изделие, трябва да са предназначени за конкретната цел.

**Бележка:** Изхвърлете изделието в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на медицински изделия.

**Указания за употреба**  
1. За всяка проба сперма подгответе отделен градиент за всеки обем от 1 ml. Всеки градиент се подготвя, използвайки 1-2 ml SupraSperm® 55% над слой от 1-2 ml SupraSperm® 80% и се балансира предварително в среда с 5-6% CO<sub>2</sub> при 37°C.  
Градиентите трябва да се подготвят незабавно преди употреба за получаване на оптимални резултати.

- Προβτα сперма се смесва напълно (напр. чрез многократно наклоняне в продължение на 20 минути при стайна температура).
- След процеса на смесване трябва да изследвате концентрацията и подвижността на спермата.
- Внимателно разпределете 1 ml от втечната проба сперма върху подготвения градиент. *Добавянето на твърде много сперма може да доведе до претоварване и недобро разделяне.*
- Градиентът се центрофугира при 300 g за 20 минути.
- Отделете супернатанта от утайката и поставете утайката в чиста епруветка за центрофугиране.
- Окачете отново утайката в 5 ml предварително балансиран Sperm Preragation Medium и центрофугирайте отново при 300 g за 10 минути. Аспирирайте супернатанта.
- Повторете тази процедура на измиване.*
- Добавете малко количество предварително балансиран Sperm Preragation Medium и определете подвижността и концентрацията на сперматозоидите в измитата проба.
- Най-накрая окачете отново измитата сперма в подходящо количество Sperm Preragation Medium. *След затъгане на капачекта на епруветките, подготвената сперма трябва да остане при стайна температура (20-25°C) до максимум 1 час преди оплождането. Препоръчва се пробата сперма да се обмие в алуминиево фолио. Можете също да съхраните необитата проба сперма в среда от 5-6% CO<sub>2</sub> при 37°C.*

- Pro každý vzorek spermii připravte samostatný gradient pro objem 1 ml. Každý gradient se připravuje pomocí 1–2 ml přípravku SupraSperm® 55% podloženého 1–2 ml přípravku SupraSperm® 80% a předem vytemperovaného v prostředí 5–6% CO<sub>2</sub> při teplotě 37 °C.
- V zájmu získání optimálních výsledků je nutné gradienty připravit bezprostředně před použitím.
- Vzorek semene řádně promíchejte (opakovaným kýváním po dobu 20 minut při pokojové teplotě).
- Po promíchání je třeba vyhodnotit koncentraci a hybnost spermii.
- Opatrně aplikujte 1 ml tekutého vzorku semene na horní část připraveného gradientu.
- Aplikace příliš velkého množství spermii vede k přeplnění a k nedostatečné separaci.
- Provedte odstředění gradientu při 300 g po dobu 20 minut.
- Oddělte supernatant od peletu a umístěte pelet do čisté centrifugační zkumavky.
- Resuspendujte pelet v 5 ml předem vytemperovaného roztoku Sperm Preragation Medium a znovu odstředujte při 300 g po dobu 10 minut. Odsajte supernatant.
- Opakujte pelet v 5 ml předem vytemperovaného roztoku Sperm Preragation Medium a stanovte hybnost a koncentraci spermii v promytém vzorku.
- Nakonec resuspendujte promyté spermie ve vhodném objemu Sperm Preragation Medium.
- Po dotažení uzávěrů zkumavek lze připravené spermie uchovávat při pokojové teplotě (20–25 °C) až 1 hodinu před inseminací. Doporučuje se zabalit vzorek spermii do hliníkové fólie. Další možnosti je uchovávat nezabalený vzorek spermii v prostředí 5–6% CO<sub>2</sub> při 37 °C.

cs - čeština
Pro izolaci živých spermii metodou hustotního gradientu.

Tento produkt je určen pro účely léčby technikou asistované reprodukce bez ohledu na to, zda je neplodnost způsobena mužem nebo ženou. Produkt mohou používat výhradně profesionální zdravotníci vyškolení v léčbě technikou asistované reprodukce.

<b>Balení</b>
1021 SupraSperm® 55%
1022 SupraSperm® 80%

<b>Velikost balení</b>
10922010: 1 x SupraSperm® 55% (10 ml); 1 x SupraSperm® 80% (10 ml)
10922060: 1 x SupraSperm® 55% (60 ml); 1 x SupraSperm® 80% (60 ml)

<b>Obsahuje</b>
Roztok lidského albuminu (HAS) Rekombinantní lidský inzulin Gentamicin sulfát 2-4,5 µg/ml

<b>Testování v rámci kontroly kvality</b>
Test sterility (Ph.Eur., USP) Test osmolality (Ph.Eur., USP) Test pH (Ph.Eur., USP) Test endotoxinů ≤ 1,0 EU/ml (Ph.Eur., USP) Analýza HSA (Ph.Eur., USP) Test přežití spermii <b>Upozornění:</b> Výsledky pro každou vsádku jsou uvedeny v Osvědčení o analýze, které je k dispozici na www.fertility.coopersurgical.com.

<b>Pokyny pro skladování a stabilita</b>
Produkty se vyrábí asepticky a dodávají se sterilní. Uchovávejte v původní lahvičce při teplotě 2–8 °C, chráňte před světlem. Nezmrazujte. Po zahřátí zlikvidujte přebytečný (nepoužitý) materiál. Produkt musí být použit během 7 dní po otevění. Při skladování podle pokynů výrobce je výrobek stabilní do data použitelnosti uvedeného na štítku.

<b>Preventivní opatření a varování</b>
Nepoužívejte produkt, pokud: <ol style="list-style-type: none"><li>Je obal produktu poškozený nebo těsnění porušené.</li> <li>Došlo k překročení data použitelnosti.</li> <li>Produkt se odbarvuje, zakaluje se, zahušťuje se nebo vykazuje jakékoliv známky mikrobiální kontaminace.</li></ol>

**Pozor:** Se všemi krevními produkty je nutné manipulovat jako s potenciálně infekčními. Výchozí materiál pro výrobu tohoto produktu byl testován a byl shledán nereaktivním na HBsAg a negativním na anti-HIV-1,2, HIV-1, HBV a HCV. Výchozí materiál byl dále testován na parvovirus B19 a nebylo zjištěno zvýšení. Žádné známé testovací metody

12. Пробата сперма се смесва напълно (напр. чрез многократно наклоняне в продължение на 20 минути при стайна температура).

3. След процеса на смесване трябва да изследвате концентрацията и подвижността на спермата.

4. Внимателно разпределете 1 ml от втечната проба сперма върху подготвения градиент. *Добавянето на твърде много сперма може да доведе до претоварване и недобро разделяне.*

5. Градиентът се центрофугира при 300 g за 20 минути.

6. Отделете супернатанта от утайката и поставете утайката в чиста епруветка за центрофугиране.

7. Окачете отново утайката в 5 ml предварително балансиран Sperm Preragation Medium и центрофугирайте отново при 300 g за 10 минути. Аспирирайте супернатанта.

- Pokyny pro použití**
- Pro každý vzorek spermii připravte samostatný gradient pro objem 1 ml. Každý gradient se připravuje pomocí 1–2 ml přípravku SupraSperm® 55% podloženého 1–2 ml přípravku SupraSperm® 80% a předem vytemperovaného v prostředí 5–6% CO<sub>2</sub> při teplotě 37 °C.
  - V zájmu získání optimálních výsledků je nutné gradienty připravit bezprostředně před použitím.
  - Vzorek semene řádně promíchejte (opakovaným kýváním po dobu 20 minut při pokojové teplotě).
  - Po promíchání je třeba vyhodnotit koncentraci a hybnost spermii.
  - Opatrně aplikujte 1 ml tekutého vzorku semene na horní část připraveného gradientu.
  - Aplikace příliš velkého množství spermii vede k přeplnění a k nedostatečné separaci.
  - Provedte odstředění gradientu při 300 g po dobu 20 minut.
  - Oddělte supernatant od peletu a umístěte pelet do čisté centrifugační zkumavky.
  - Resuspendujte pelet v 5 ml předem vytemperovaného roztoku Sperm Preragation Medium a znovu odstředujte při 300 g po dobu 10 minut. Odsajte supernatant.
  - Opakujte pelet v 5 ml předem vytemperovaného roztoku Sperm Preragation Medium a stanovte hybnost a koncentraci spermii v promytém vzorku.
  - Nakonec resuspendujte promyté spermie ve vhodném objemu Sperm Preragation Medium.
  - Po dotažení uzávěrů zkumavek lze připravené spermie uchovávat při pokojové teplotě (20–25 °C) až 1 hodinu před inseminací. Doporučuje se zabalit vzorek spermii do hliníkové fólie. Další možnosti je uchovávat nezabalený vzorek spermii v prostředí 5–6% CO<sub>2</sub> při 37 °C.

da - dansk
Til isolering af levedygtige spermatozoer ved densitet gradient metoden.

<b>Emballage</b>
1021 SupraSperm® 55%
1022 SupraSperm® 80%

<b>Pakningsstørrelse</b>
10922010: 1 x SupraSperm® 55% (10 ml); 1 x SupraSperm® 80% (10 ml)
10922060: 1 x SupraSperm® 55% (60 ml); 1 x SupraSperm® 80% (60 ml)

<b>Obsahuje</b>
Roztok lidského albuminu (HAS) Rekombinant human insulin Gentamicinsulfat 2-4,5 µg/ml

<b>Testování v rámci kontroly kvality</b>
Test sterility (Ph.Eur., USP) Test osmolality (Ph.Eur., USP) Test pH (Ph.Eur., USP) Test endotoxinů ≤ 1,0 EU/ml (Ph.Eur., USP) Analýza HSA (Ph.Eur., USP) Test přežití spermii <b>Upozornění:</b> Výsledky pro každou vsádku jsou uvedeny v Osvědčení o analýze, které je k dispozici na www.fertility.coopersurgical.com.

<b>Pokyny pro skladování a stabilita</b>
Produkty se vyrábí asepticky a dodávají se sterilní. Uchovávejte v původní lahvičce při teplotě 2–8 °C, chráňte před světlem. Nezmrazujte. Po zahřátí zlikvidujte přebytečný (nepoužitý) materiál. Produkt musí být použit během 7 dní po otevění. Při skladování podle pokynů výrobce je výrobek stabilní do data použitelnosti uvedeného na štítku.

<b>Preventivní opatření a varování</b>
Nepoužívejte produkt, pokud: <ol style="list-style-type: none"><li>Je obal produktu poškozený nebo těsnění porušené.</li> <li>Došlo k překročení data použitelnosti.</li> <li>Produkt se odbarvuje, zakaluje se, zahušťuje se nebo vykazuje jakékoliv známky mikrobiální kontaminace.</li></ol>

**Pozor:** Se všemi krevními produkty je nutné manipulovat jako s potenciálně infekčními. Výchozí materiál pro výrobu tohoto produktu byl testován a byl shledán nereaktivním na HBsAg a negativním na anti-HIV-1,2, HIV-1, HBV a HCV. Výchozí materiál byl dále testován na parvovirus B19 a nebylo zjištěno zvýšení. Žádné známé testovací metody

2-8 °C, beskyttet mod lys.

Må ikke fryses.

Kassér (ubrugt) overskudsmedie efter opvarmning.

Produktet skal anvendes inden for 7 dage efter åbningen.

Når produktet opbevares som anvist af producenten, er det stabilt indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten.

<b>Forsigtighedsregler og advarsler</b>
Må ikke anvendes, hvis: <ol style="list-style-type: none"><li>Produktemballagen er beskadiget, eller hvis forsejlingen er brudt.</li> <li>Udløbsdatoen er overskredet.</li> <li>Produktet bliver misfarvet, uklart, grumset eller viser tegn på mikrobiel kontaminering.</li></ol>

**Advarsel:** Alle blodprodukter skal behandles som potentielt infektiøse. Kildematerialet, der er brugt til fremstilling af dette produkt, er testet og fundet ikke-reaktivt for HBsAg og negativt for Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV og HCV. Kildematerialet er desuden testet for parvovirus B19 og fundet ikke-forhøjet. Ingen kendte testmetoder kan give garantier for, at produktet, der stammer fra humant blod, ikke overfører smitte.

**Bemærk:** Vær opmærksom på, at der kan forekomme præcipitation (kolloide aggregater). Dekantering af mediet anbefales, når der forekommer præcipitation.

**Bemærk:** Bemærk venligst, at der er krav om sporbarhed på dette produkt. Der kan endvidere foreligge nationale juridiske krav på dette område i dit land.

**Bemærk:** Må kun anvendes i kombination med andet udstyr, der er beregnet til det specifikke formål.

**Bemærk:** Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser for bortskaffelse af medicinsk udstyr.

<b>Brugsanvisning</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Til hver sædprøve præpareres en særskilt gradient til hver 1 ml volumen. Hver gradient præpareres med 1-2 ml SupraSperm® 55<span> </span>% på 1-2 ml SupraSperm® 80<span> </span>% og præ-ækvilibreret i et 5-6<span> </span>% CO<sub>2</sub>-miljø ved 37<span> </span>°C. <i>Gradienten skal præpareres umiddelbart før brug for at opnå optimale resultater.</i></li> <li>Sædprøven blandes grundigt (dvs. vippes gentagne gange i 20 minutter ved stuetemperatur).</li> <li>Når blandingsprocessen er færdig, skal sædkoncentration og -motilitet vurderes.</li> <li>Dispensér omhyggeligt 1 ml kondenseret sædprøve oven på den præparerede gradient.</li> <li>Tilsæt en lille mængde præ-ækvilibreret Sperm Preparation Medium, og bestem motilitet og koncentration af spermatozoer i den vaskede prøve.</li> <li>Genopslæt til slut den vaskede sæd i en passende volumen Sperm Preparation Medium.</li> <li>Når hættterne er strammet på glassene, kan den præparerede sæd opbevares ved stuetemperatur (20-25 °C) i op til 1 time før insemination. Det anbefales, at sædprøven pakkes ind i alufolie. <i>Alternativt kan den uindpakkede sædprøve opbevares i et 5-6<span> </span>% CO<sub>2</sub>-miljø ved 37<span> </span>°C.</i></li></ol>

**Hinweis:** Es können Ablagerungen (kolloide Aggregate) auftreten. In diesem Fall wird empfohlen, das Medium umzufüllen.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die Rückverfolgbarkeit dieses Produkts gewährleistet sein muss. Unter Umständen gibt es in Ihrem Land zusätzliche gesetzliche Anforderungen.

**Hinweis:** Dieses Produkt darf nur mit Medizinprodukten verwendet werden, die für den bestimmten Zweck vorgesehen sind.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von medizinischen Abfällen.

<b>Hinweise zum Gebrauch</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Für jede Spermprobe einen separaten Gradienten für jedes 1 ml Volumen vorbereiten. Jeder Gradient wird mit 1-2 ml SupraSperm® 55<span> </span>% vorbereitet, unterschichtet mit 1-2 ml SupraSperm® 80<span> </span>% und in einer Umgebung mit 5-6<span> </span>% CO<sub>2</sub> bei 37<span> </span>°C vorab äquibriert. <i>Für optimale Ergebnisse sollten die Gradienten unmittelbar vor der Verwendung vorbereitet werden.</i></li> <li>Die Spermprobe wird gründlich vermischt (z. B. durch wiederholtes Schwenken für 20 Minuten bei Raumtemperatur).</li> <li>Nach Abschluss des Mischprozesses müssen Spermienkonzentration und -beweglichkeit beurteilt werden.</li> <li>Vorsichtig 1 ml verflüssigte Spermprobe oben auf den vorbereiteten Gradienten geben. <i>Eine zu große Spermazugabe führt zu Überladung und schlechter Trennung.</i></li> <li>Der Gradient wird mit 300 g für 20 Minuten zentrifugiert.</li> <li>Den Überstand vom Pellet entfernen und das Pellet in ein sauberes Zentrifugierrohr geben.</li> <li>Das Pellet in 5 ml vorab äquibriertem Sperm Preparation Medium resuspendieren und erneut 10 Minuten lang bei 300 g zentrifugieren. Den Überstand absaugen. <i>Wiederholen Sie diesen Waschvorgang.</i></li> <li>Eine geringe Menge vorab äquibriertes Sperm Preparation Medium hinzufügen</li></ol>

de - deutsch
Für die Isolierung lebensfähiger Spermatozoen durch die Dichtegradienten-Methode.

Dieses Produkt ist zur ART-Behandlung bestimmt, unabhängig davon, ob der Grund der Infertilität beim Mann oder bei der Frau liegt. Das Produkt darf nur von in der ART-Behandlung geschulften Personen angewendet werden.

<b>Verpackung</b>
1021 SupraSperm® 55%
1022 SupraSperm® 80%

<b>Packungsgröße</b>
10922010: 1 x SupraSperm® 55 <span> </span> % (10 ml); 1 x SupraSperm® 80 <span> </span> % (10 ml)

10922060: 1 x SupraSperm® 55 % (60 ml); 1 x SupraSperm® 80 % (60 ml)

<b>Enthält</b>
Humanalbuminlösung (HAS) Rekombinantes Humaninsulin Gentamicinsulfat 2-4,5 µg/ml

<b>Qualitätskontrolltests</b>
Sterilitätstest (Ph.Eur., USP) Osmolalitätstest (Ph.Eur., USP) pH-Test (Ph.Eur., USP) Endotoxintest ≤ 1,0 EU/ml (Ph.Eur., USP) HSA-Analyse (Ph.Eur., USP) Spermienüberlebenstest <b>Hinweis:</b> Die Ergebnisse für jede Charge werden in einem Analysenzertifikat aufgeführt, das unter www.fertility.coopersurgical.com zur Verfügung steht.

**Vorschriften zu Lagerung und Stabilität**
Die Produkte werden aseptisch verarbeitet und steril geliefert. Im Originalbehälter bei 2-8 °C und Lichtgeschützt lagern. Nicht einfrieren. Überschüssige (unbenutzte) Medien nach Erwärmung entsorgen. Das Produkt muss nach dem Öffnen innerhalb von 7 Tagen verwendet werden. Bei Lagerung gemäß den Herstellervorschriften ist das Produkt bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum stabil.

<b>Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise</b>
Das Produkt nicht benutzen, wenn: <ol style="list-style-type: none"><li>Die Produktverpackung oder der Verschluss beschädigt ist.</li> <li>Das Verfallsdatum überschritten ist.</li> <li>Das Produkt sich verfärbt, trüb wird oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist.</li></ol>

**Vorsicht:** Alle Blutproben sind als potenziell infektiös zu behandeln. Alle Ausgangsmaterialien, die zur Herstellung dieses Produkts verwendet wurden, sind auf HBsAg getestet und als darauf nicht reaktiv befunden sowie auf Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV und HCV getestet und als negativ befunden worden. Darüber hinaus sind die Ausgangsmaterialien auf Parvovirus B19 getestet worden, und es wurden keine erhöhten Werte gefunden. Keine heute bekannte Testmethode kann als Garantie dafür dienen, dass ein aus menschlichem Blut gewonnenes Produkt keine Krankheitserreger überträgt.

**Hinweis:** Es können Ablagerungen (kolloide Aggregate) auftreten. In diesem Fall wird empfohlen, das Medium umzufüllen.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die Rückverfolgbarkeit dieses Produkts gewährleistet sein muss. Unter Umständen gibt es in Ihrem Land zusätzliche gesetzliche Anforderungen.

**Hinweis:** Dieses Produkt darf nur mit Medizinprodukten verwendet werden, die für den bestimmten Zweck vorgesehen sind.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von medizinischen Abfällen.

<b>Hinweise zum Gebrauch</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Für jede Spermprobe einen separaten Gradienten für jedes 1 ml Volumen vorbereiten. Jeder Gradient wird mit 1-2 ml SupraSperm® 55<span> </span>% vorbereitet, unterschichtet mit 1-2 ml SupraSperm® 80<span> </span>% und in einer Umgebung mit 5-6<span> </span>% CO<sub>2</sub> bei 37<span> </span>°C vorab äquibriert. <i>Für optimale Ergebnisse sollten die Gradienten unmittelbar vor der Verwendung vorbereitet werden.</i></li> <li>Die Spermprobe wird gründlich vermischt (z. B. durch wiederholtes Schwenken für 20 Minuten bei Raumtemperatur).</li> <li>Nach Abschluss des Mischprozesses müssen Spermienkonzentration und -beweglichkeit beurteilt werden.</li> <li>Vorsichtig 1 ml verflüssigte Spermprobe oben auf den vorbereiteten Gradienten geben. <i>Eine zu große Spermazugabe führt zu Überladung und schlechter Trennung.</i></li> <li>Der Gradient wird mit 300 g für 20 Minuten zentrifugiert.</li> <li>Den Überstand vom Pellet entfernen und das Pellet in ein sauberes Zentrifugierrohr geben.</li> <li>Das Pellet in 5 ml vorab äquibriertem Sperm Preparation Medium resuspendieren und erneut 10 Minuten lang bei 300 g zentrifugieren. Den Überstand absaugen. <i>Wiederholen Sie diesen Waschvorgang.</i></li> <li>Eine geringe Menge vorab äquibriertes Sperm Preparation Medium hinzufügen</li></ol>

<b>Verpackung</b>
1021 SupraSperm® 55%
1022 SupraSperm® 80%

<b>Packungsgröße</b>
10922010: 1 x SupraSperm® 55 <span> </span> % (10 ml); 1 x SupraSperm® 80 <span> </span> % (10 ml)

und die Spermatozoenkonzentration und -beweglichkeit in der gewaschenen Probe feststellen.

- Schließlich das gewaschene Sperma in einem geeigneten Volumen Sperm Preparation Medium resuspendieren. *Wenn die Röhrchen verschlossen sind, kann das vorbereitete Sperma bei Raumtemperatur (20–25 °C) vor der Besamung bis zu 1 Stunde aufbewahrt werden. Es wird empfohlen, die Spermprobe in Alufolie einzuwickeln. Alternativ kann die nicht eingewickelte Spermprobe bei 37 °C in einer Umgebung mit 5–6 % CO<sub>2</sub> aufbewahrt werden.*

el - ελληνικά
Για την απομόνωση βιώσιμων σπερματοζωαρίων με τη μέθοδο της διαβάθμισης πυκνότητας.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για τη θεραπεία με ART (τεχνολογία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής) ανεξάρτητα από το αν η υπογονιμότητα οφείλεται στον άντρα ή στη γυναίκα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες εκπαιδευμένους στην ART.

<b>Συσκευασία</b>
1021 SupraSperm® 55%
1022 SupraSperm® 80%

<b>Μέγεθος συσκευασίας</b>
10922010: 1 x SupraSperm® 55% (10 ml), 1 x SupraSperm® 80% (10 ml)
10922060: 1 x SupraSperm® 55% (60 ml), 1 x SupraSperm® 80% (60 ml)

<b>Περιεχόμενα</b>
Διάλυμα ανθρσώπινης λευκωματίνης (HAS) Ανασυνδυσαιμένη ανθρώπινη ινσουλίνη Θεϊκή γενταμικίνη 2-4,5 µg/ml

<b>Δοκιμή ποιοτικού ελέγχου</b>
Δοκιμασία στεριότητας (Ph.Eur., USP) Έλεγχος ωομοριοακότητας κατά βάρος (Ph.Eur., USP) Έλεγχος pH (Ph.Eur., USP) Έλεγχος ενδοτοξίνης ≤ 1,0 EU/ml (Ph.Eur., USP) Ανάλυση HSA (Ph.Eur., USP) Έλεγχος για τη βιωσιμότητα του σπέρματος <b>Σημείωση:</b> Τα αποτελέσματα κάθε παρτίδας αναφέρονται σε ένα πιστοποιητικό ανάλυσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.fertility.coopersurgical.com.

**Οδηγίες φύλαξης και σταθερότητα**
Τα προϊόντα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό άσηπτες συνθήκες και παρέχονται αποστειρωμένα.

Φυλάσσετε το προϊόν στον αρχικό περιέκτη του, σε θερμοκρασία 2-8°C, προστατευμένο από το φως. Μην καταψύχετε. Οι (μη χρησιμοποιηθείσες) ποσότητες θρεπτικού υλικού που περισσεύουν και έχουν θερμοανθεί θα πρέπει να απορρίπτονται. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 7 ημερών αφού ανοιχθεί. Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, το προϊόν παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην επκέτα.

<b>Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις</b>
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν: <ol style="list-style-type: none"><li>Η συσκευασία του προϊόντος φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά ή εάν η σφράγιση είναι καταστραμμένη.</li> <li>Έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.</li> <li>Το προϊόν αποχρωματίζεται, θολώνει ή παρουσιάζει οποιαδήποτε ένδειξη μικροβιακής μόλυνσης.</li></ol>

**Προσοχή:** Όλα τα προϊόντα αίματος πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικός μολυσματικά. Το πηγαίο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή αυτού του προϊόντος, ελέγχθηκε και βρέθηκε μη αντιδραστικό στο HbsAg και αρνητικό για τα Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV και HCV. Επίσης, το πηγαίο υλικό έχει ελεγχθεί για τον παρβοϊό Β19 και έχει βρεθεί αρνητικό. Καμία γνωστή μέθοδος ελέγχου δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πλήρως ότι προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο αίμα δεν θα μεταδώσουν μολυσματικούς παράγοντες.

**Σημείωση:** Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να παρατηρηθεί κατακρήμνιση του υλικού (κολλοειδή συμπλέγματα). Συνιστάται η μετάγγιση του υλικού όταν παρατηρείται κατακρήμνιση.

**Σημείωση:** Λάβετε υπόψη ότι απαιτείται ιχνηλασιμότητα του εν λόγω προϊόντος. Επιπλέον, ενδέχεται να ισχύουν ιδιαίτερες νομικές απαιτήσεις στη χώρα σας όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα.

**Σημείωση:** Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με συσκευές που προορίζονται για τη συγκεκριμένη χρήση.

**Σημείωση:** Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς για την απόρριψη ιατρικών συσκευών.

<b>Οδηγίες χρήσης</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Πα κάθε δείγμα σπέρματος παρασκευάστε χωριστή διαβάθμιση (gradient) για κάθε 1 ml όγκου. Κάθε διαβάθμιση παρασκευάζεται με χρήση 1-2 ml SupraSperm® 55% τοποθετημένου πάνω από 1-2 ml SupraSperm® 80% και προεξοσοροπτημένου σε περιβάλλον 5-6% CO<sub>2</sub> και σε θερμοκρασία 37°C. <i>Για βέλπιστα αποτελέσματα, οι διαβαθμίσεις θα πρέπει να παρασκευάζονται αμέσως πριν από τη χρήση.</i></li> <li>Το δείγμα σπέρματος αναμιγνύεται προσεκτικά (επαναλαμβανόμενο γύρισμα για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου).</li> <li>Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδευσης, θα πρέπει να αξιολογούνται η συγκέντρωση και η κινητικότητα του σπέρματος.</li> <li>Μεταφέρετε προσεκτικά 1 ml ρευστοποιημένου δείγματος σπέρματος πάνω στην παρασκευασμένη διαβάθμιση. <i>Η προσθήκη υπερβολικής ποσότητας σπέρματος θα οδηγήσει σε χαμηλής ποιότητας διαχωρισμό.</i></li> <li>Πραγματοποιείται φυγόκέντρωση της διαβάθμισης στα 300 g για 20 λεπτά.</li> <li>Απομακρύνετε το υπερκείμενο από το ίζημα και τοποθετήστε το ίζημα σε καθαρό σωλήνα φυγόκεντρου.</li> <li>Επανενωρήστε το ίζημα σε 5 ml προεξοσοροπτημένου Sperm Preragation Medium και φυγοκεντρήστε ξανά στα 300 g για 10 λεπτά. Αναρροφήστε το υπερκείμενο. <i>Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία πλύσης.</i></li> <li>Προσθέστε μικρή ποσότητα προεξοσοροπτημένου Sperm Preragation Medium και καθορίστε την πυκνότητα και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων στο καθαρισμένο δείγμα.</li> <li>Τέλος, επανενωρήστε το καθαρισμένο σπέρμα σε κατάλληλο όγκο Sperm Preragation Medium. <i>Όταν οι σωλήνες έχουν σφραγιστεί με πώματα, το παρασκευασμένο σπέρμα μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου (20-25°C) για έως και 1 ώρα πριν από τη γονιμοποίηση. Συνιστάται το δείγμα σπέρματος να τυλίγεται με αλουμινοχαρτο. Αν δεν τυλιχθεί, το δείγμα σπέρματος μπορεί να φυλαχθεί σε περιβάλλον 5-6% CO<sub>2</sub>, σε θερμοκρασία 37°C.</i></li></ol>

**Προσοχή:** Τα προϊόντα αίματος πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικός μολυσματικά. Το πηγαίο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή αυτού του προϊόντος, ελέγχθηκε και βρέθηκε μη αντιδραστικό στο HbsAg και αρνητικό για τα Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV και HCV. Επίσης, το πηγαίο υλικό έχει ελεγχθεί για τον παρβοϊό Β19 και έχει βρεθεί αρνητικό. Καμία γνωστή μέθοδος ελέγχου δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πλήρως ότι προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο αίμα δεν θα μεταδώσουν μολυσματικούς παράγοντες.

<b>Προσοχή:</b> Τα προϊόντα αίματος πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικός μολυσματικά. Το πηγαίο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή αυτού του προϊόντος, ελέγχθηκε και βρέθηκε μη αντιδραστικό στο HbsAg και αρνητικό για τα Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV και HCV. Επίσης, το πηγαίο υλικό έχει ελεγχθεί για τον παρβοϊό Β19 και έχει βρεθεί αρνητικό. Καμία γνωστή μέθοδος ελέγχου δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πλήρως ότι προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο αίμα δεν θα μεταδώσουν μολυσματικούς παράγοντες.
---

<b>Προσοχή:</b> Τα προϊόντα αίματος πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικός μολυσματικά. Το πηγαίο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή αυτού του προϊόντος, ελέγχθηκε και βρέθηκε μη αντιδραστικό στο HbsAg και αρνητικό για τα Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV και HCV. Επίσης, το πηγαίο υλικό έχει ελεγχθεί για τον παρβοϊό Β19 και έχει βρεθεί αρνητικό. Καμία γνωστή μέθοδος ελέγχου δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πλήρως ότι προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο αίμα δεν θα μετα
---







о́лдуğu сартанмиştır. Hiçbir test methodu, insan kanından elde edilmiş ürünlerin bulaşıcı etkenleri geçirmeyeceği garantisini veremez.

**Not:** Lütfen presipitasyon (kolloid agregatları) oluşabileceğine dikkat edin. Presipitasyon mevcut olduğunda medyum dekantasyonu önerilir.

**Not:** Bu ürünün izlenebilmesinin gerekliliğini dikkate alın. Ayrıca, ülkenizde bu alan için ulusal yasal gereksinimler olabilir.

**Not:** Sadece belirli bir amaç için tasarlanmış olan cihazlarla birlikte kullanılmalıdır.

**Not:** Aygıtın bertaraf edilmesi, yerel medikal aygıtların bertaraf edilmesi düzenlemelerine göre yapılmalıdır.

**Кullanım talimatları**

- Her meni örneği için, her 1 ml hacim için ayrı bir gradiyent hazırlayın. Her gradiyent, altına 1-2 ml SupraSperm® 80% konulan 1-2 ml SupraSperm® 55% kullanılarak ve 37 °C sıcaklıkta %5-6 CO<sub>2</sub> ortamında ön dengeleme yapılarak hazırlanır. *Gradiyentler optimum sonuçlar için kullanımdan hemen önce hazırlanmalıdır.*
- Meni örneği iyice karıştırılır (yani oda sıcaklığında 20 dk tekrarlanan eğme).
- Karıştırma işlemi tamamlandığında, sperm konsantrasyonu ve motilitesi değerlendirilmelidir.
- Hazırlanmış gradiyentin üzerine 1 ml sıvılaştırılmış meni örneğini dikkatle yayın. *Fazla meni eklenmesi aşırı yükleme ve kötü ayrılmayla sonuçlanır.*
- Gradiyent 300 g hızında 20 dakika santrifüje edilir.
- Süpernatantı pelletten ayırın ve pelleti temiz bir santrifüj tüpüne koyun.
- Pelleti 5 ml önceden dengelenmiş Sperm Preparation Medium'da tekrar süspansiyon haline getirin ve 300 g hızında 10 dakika tekrar santrifüje edin. Süpernatantı aspire edin. *Yıkama prosedürünü tekrarlayın.*
- Az miktarda önceden dengelenmiş Sperm Preparation Medium ekleyin ve spermatozoanın yıkanmış örnekte motilite ve konsantrasyonunu belirleyin.
- Son olarak yıkanmış spermi uygun hacimde Sperm Preparation Medium'da tekrar süspansiyon haline getirin. *Tüplerin kapakları sıkılaştırıldığında, hazırlanmış meni, fertilizasyondan 1 saat öncesine kadar oda sıcaklığında (20-25 °C) tutulabilir. Sperm örneğinin alüminyum folyoya sarılması önerilir. Alternatif olarak, sarılı olmayan sperm örneği 37 °C'de %5-6 CO<sub>2</sub> ortamında saklanabilir.*

## uk - українська

Для ізолювання життєздатних сперматозоїдів за допомогою методу градієнта щільності.

Даний продукт використовується у методиці допоміжної репродуктивної технології (ДРТ) для лікування безпліддя як жіночої, так і чоловічої етіології. Продукт призначено для використання виключно спеціалістами у сфері ДРТ.

**Упаковка**

1021 SupraSperm® 55%

1022 SupraSperm® 80%

**Розмір упаковки**

10922010: 1 x SupraSperm® 55% (10 мл);
1 x SupraSperm® 80% (10 мл)
10922060: 1 x SupraSperm® 55% (60 мл);
1 x SupraSperm® 80% (60 мл)

**Склад**

Розчин альбуміну людини (САЛ)
Рекомбінантний інсулін людини
Гентаміцину сульфат 2–4,5 мкг/мл

**Контроль якості**

Контроль стерильності (Ph.Eur., USP)
Протестовано осмоляльність (Ph.Eur., USP)

Контроль рН (Ph.Eur., USP)
Вміст ендотоксинів ≤ 1,0 одиниць ендотоксину/мл (Ph.Eur., USP)
Аналіз вмісту САЛ (Ph.Eur., USP)
Протестовано виживаність сперматозоїдів

**Примітка:** Результати аналізу кожної партії наведено в Сертифікаті аналізу, доступному за адресою www.fertility.coopersurgical.com.

**Правила зберігання та стабільність**
Продукти пройшли асептичну обробку й постачаються в стерильному стані.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі 2-8 °C, захищати від впливу світла. Не заморозувати. Після нагрівання надлишок середовищ (невикористаний) необхідно видалити. Після відкриття продукт необхідно використати протягом 7 днів. При зберіганні відповідно до інструкцій виробника продукт залишається стабільним до дати закінчення строку придатності, зазначеного на етикетці флакона.

**Застереження й попередження**

Не використовуйте продукт, якщо:

- Упаковку пошкоджено або порушено її цілісність.
- Закінчився строк придатності.
- Середовище стало безбарвним, каламутним або має ознаки мікробної контамінації.

**Обережно:** Усі препарати крові вважаються потенційно інфекційними. Сировина, яку використано для виробництва даного продукту, пройшла відповідний контроль, що показав відсутність антигену вірусу гепатиту НВsAg, відсутність антитіл на ВІЛ-1/-2, ВІЛ-1 та віруси гепатитів В і С. Крім того, сировину було досліджено на парвовірус В19 рівень якого встановлений в межах норми. Жоден із відомих методів аналізу не може гарантувати відсутність збудників інфекцій у препаратах, виготовлених на основі крові людини.

**Примітка:** Слід враховувати можливість преципітації (утворення агрегатів колоїдних частинок). У випадку преципітації рекомендується декантирувати розчин.

**Примітка:** Необхідно забезпечити можливість відстеження даного препарату. Крім того, у цій сфері можуть діяти вимоги законодавства вашої країни.

**Примітка:** Медичні вироби, що використовуються разом з цим виробом, мають застосовуватися за призначенням.

**Примітка:** Утилізація цього виробу здійснюється відповідно до місцевого законодавства про утилізацію медичних приладів.

**Інструкції з використання**

- Для кожного зразка сперми підготувати окремий градієнт на кожен 1 мл об'єму. Кожен градієнт оброблюється з використанням 1-2 мл середовища SupraSperm® 55% з підкладкою з 1-2 мл середовища SupraSperm® 80%, та попередньо врівноваженого в атмосфері 5-6% CO<sub>2</sub> при температурі 37 °C. *Для досягнення оптимальних результатів градієнти готують безпосередньо перед застосуванням.*
- Зразок сперми необхідно ретельно перемішати (багаторазово нахилиючи пробірку протягом 20 хвилин при кімнатній температурі).
- Після перемішування необхідно оцінити концентрацію та рухливість сперматозоїдів.
- Обережно перенести 1 мл зрідженого зразка сперми на поверхню підготованого градієнту. *Додавання великої кількості сперми може призвести до перевантаження градієнта і поганого розділення.*
- Центрифугувати градієнт з прискоренням 300 г протягом 20 хвилин.
- Витягти супернатант з осаду та перенести осад у чисту центрифужну пробірку.
- Ресуспендувати осад в 5 мл попередньо врівноваженого середовища Sperm Preparation Medium та центрифугувати знову з прискоренням 300 г протягом 10 хвилин. Видалити супернатант. *Процедуру промивання повторити двічі.*
- Додати невелику кількість попередньо урівноваженого середовища для підготовки сперми Sperm Preparation Medium до осаду і визначити рухливість та концентрацію сперматозоїдів у промитому зразку.
- Ресуспендувати промиту сперму у відповідному обсязі середовища для підготовки сперми Sperm Preparation Medium. *У пробірках із закритими кришками оброблені зразки сперми можна тримати при кімнатній температурі (20-25 °C) протягом періоду до 1 години перед заплідненням. Рекомендується обертати пробірки із зразками сперми алюмінієвою*