

Thermo Cell Transporter 3018

Qualität – Made in Germany

Zum sicheren Transport

- konstant 37°C
- zuverlässige Thermostatisierung
- netzunabhängig
- vielseitig einsetzbar

For safe transport

- constantly 37°C
- reliable temperature regulation
- independent of mains connection
- versatile use



Technische Daten

Gehäuse:

- Abmessungen 111 x 111 x 215
(B x T x H in mm)
- Gewicht 2,4 kg

Temperatur:

- 37°C konstant
(werkseitig fest justiert; Sonderanfertigung auf Wunsch möglich)

Regelgenauigkeit:

- $\pm 0,3$ °C

Betriebszeit:

- Netzteil $\Rightarrow$ Dauerbetrieb
- Kfz-Spannung $\Rightarrow$ Dauerbetrieb
- Akku-Betrieb $\Rightarrow$ ca. 1,5 Std.

Aufheizzeit/Ladezeit:

- 22°C – 37°C $\Rightarrow$ ca. 1 Std.
- Akku-Ladezeit $\Rightarrow$ ca. 4 Std.

Anschluss:

- an Buchse „12 V Ext.“ $\Rightarrow$ 11V...15V

Lieferumfang:

- 1 Grundgerät
- 1 Netzteil
- 1 Kfz-Kabel

Zur Verwendung mit:

- 8 Reagenzgläsern (13 ml) oder
- 1 Multischale (66 mm x 66 mm) oder
- 1 Gewebekulturschale (Ø 60 mm) oder
- 1 Petrischale (Ø 60 mm)

Technical Data

Housing:

- Dimensions 111 x 111 x 215
(w x d x h in mm)
- Weight 2.4 kg

Temperature:

- 37°C constant
(factory-aligned; customer`s specifications upon request)

Accuracy of regulation:

- ± 0.3 °C

Operation time:

- Power supply $\Rightarrow$ continuous operation
- 12V car voltage $\Rightarrow$ continuous operation
- operation with rechargeable batteries $\Rightarrow$ approx. 1.5 h

Heating/Charging time:

- 22°C – 37°C $\Rightarrow$ approx. 1h
- charging time of batteries $\Rightarrow$ approx. 4h

Connection:

- at socket „12 V Ext.“ $\Rightarrow$ 11V ...15V

Delivery volume:

- 1 Basic unit
- 1 Power supply
- 1 vehicle connection cable

For use with:

- 8 Falcon tubes (13 ml) or
- 1 Four-well dish (66 mm x 66 mm) or
- 1 Tissue culture dish (Ø 60 mm) or
- 1 Petri dish (Ø 60 mm)



Technische Änderungen vorbehalten

Specifications subject to change without notice

ÄM51_08/2004